

Розумний ультразвуковий інгалятор (небулайзер) з дисплеєм

Модель TZ-W12

Комплектація

- Небулайзер (основний блок) — 1 шт.
- Мундштук — 1 шт.
- Маска для дорослих (велика) — 1 шт.
- Маска для дітей (маленька) — 1 шт.
- Кріплення (шнурок) для маски — 2 шт.
- USB-кабель Type-C — 1 шт.
- Коробка — 1 шт.

Технічні характеристики

Модель	TZ-W12
Об'єм чаші для розчину	20 мл
Розмір частинок аерозолю	≈3,7 мкм ± 25%
Швидкість розпилення	≥ 0,3 мл/хв
Робоча частота	120 кГц
Рівень шуму	≤ 25 дБ
Потужність	1,5 Вт
Матеріал розпилювача	нержавіюча сталь 304
Матеріал масок	ПВХ, безпечний для контакту зі шкірою
Акумулятор	вбудований літій-полімерний, 800 мАг
Час роботи від акумулятора	≈ 1–1,5 год на одному заряді
Заряджання	USB Type-C, 5 В / 1 А
Розміри	45 × 60 × 115 мм
Вага	≈ 86 г

Умови експлуатації

Температура повітря	5–40 °C
Відносна вологість повітря	не більше 80%
Атмосферний тиск	86–106 кПа

Ключові особливості

1. Тиха робота — рівень шуму приблизно 25 дБ.

2. Функція автоматичного очищення з індикацією — близько 15 секунд.
3. Цифровий дисплей із індикацією рівня заряду.
4. Легкий і компактний корпус — зручно брати з собою.
5. Ергономічний push-slide корпус — легко тримати й використовувати.
6. Чаша з керамічним розпилювачем із нержавіючої сталі SUS304 — безпечно та надійно.
7. Прозора чаша з двоколірним підсвічуванням для естетичного та комфортного розпилення.
8. Підсвітка через керамічний розпилювач.
9. Два режими інтенсивності розпилення на вибір.
10. Низьковольтна робота (5 В), роз'єм Type-C — безпечніше у використанні.
11. Захист від роботи без рідини: автоматичне вимкнення приблизно через 15 хвилин.

Підготовка до використання

Чаша для розчину має висувну (push-pull) конструкцію — це дозволяє легко відкривати її для заповнення та швидко очищувати зсередини після використання.

Перед першим використанням, а також перед кожним наступним, промийте чашу чистою водою.

Як користуватися

1. Промийте чашу чистою водою перед використанням.
2. Приєднайте мундштук або маску та налейте розчин у чашу, не перевищуючи позначку 20 мл на шкалі.
3. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій — індикатор кнопки засвітиться. Повторне короткі натискання перемикає інтенсивність розпилення: оберіть потрібний рівень залежно від потреби.
4. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку ще раз.
5. Для очищення: додайте воду в чашу та затисніть кнопку приблизно на 3 секунди — увімкнеться режим очищення, який автоматично завершиться приблизно через 15 секунд.
6. Після використання зніміть і промийте чашу окремо, або скористайтеся режимом автоматичного очищення.

Індикація на дисплеї

- Значення у відсотках (%) — поточний рівень заряду акумулятора.
- Значок блискавки (⚡) — пристрій перебуває в режимі заряджання.

Автоматичні функції безпеки

- Автоматичне вимкнення приблизно через 15 хвилин безперервної роботи.
- Автоматичне завершення режиму очищення приблизно через 15 секунд.
- Захист від роботи без рідини (anti-dry burn) — якщо в чаші немає розчину, пристрій автоматично вимкнеться, щоб запобігти перегріву.

Застереження

- Якщо пристрій тривалий час не використовувався, промийте або продезінфікуйте чашу перед новим використанням.
- Забороняється заливати рідини високої концентрації, цукровмісні або в'язкі розчини — це може призвести до засмічення.
- Будьте обережні під час чищення отвору розпилення — він легко засмічується.

- Перед і після кожного використання ретельно очищуйте й дезінфікуйте всі частини, що контактують із рідиною.
- Нижня частина пристрою (роз'єм живлення) не є водонепроникною. Уникайте потрапляння вологи в цю зону, не занурюйте пристрій у воду.

⚠ Важливо

Роз'єм Type-C та отвір розпилювача не є водонепроникними — не допускайте потрапляння в них води. Для заряджання використовуйте виключно джерело живлення 5 В. Не використовуйте зарядні пристрої з вищою напругою — це може пошкодити акумулятор. Не вмикайте пристрій, якщо в чаші немає розчину — це може призвести до перегріву та поломки.

Догляд і зберігання

- Очищуйте чашу, мундштук і маски після кожного використання чистою водою.
- Періодично дезінфікуйте маску та мундштук відповідно до рекомендацій виробника засобу для дезінфекції.
- Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів.
- Давайте всім деталям повністю висохнути перед складанням і зберіганням.